

# AKTİF A.Ş.

TIP STERİLİZASYON GIDA İÇ VE DİŐ TİC. A.Ş.

ADNAN MENDERES MAH. 90.SOKAK AKADEMİSYEN EVLER NO:35/D  
PALANDÖKEN/ERZURUM VERGİ DAİRESİ:K.K.V.D VERGİ NO: 042 010 60 88

ELEŐKİRT DEVLET HASTANESİ

AĞRI/ELEŐKİRT

## Proforma

AKTİF TIP STERİLİZASYON  
GIDA İÇ VE DİŐ TİCARET AŐ  
TEL:0442 213 66 92  
FAX:0442 215 23 25  
PALANDÖKEN / ERZURUM

Sıra	Adet	Cinsi	Birim Fiyatı TL	Tutarı TL
1	1	RÖNTGEN BİRİMİNDE KULLANILAN CARESTREAM MARKA CR CLASSIC MODEL KASET OKUYUCU SİSTEMİ İÇİN DEĐİŐMESİ GEREKEN PARÇA  POWER SUPPLY  NOT: TESLİMAT SİPARİŐİNİZE İSTİNADEN 4 İŐ GÜNÜ  KDV:HARIÇ		
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>14.000.00 TL</b>

Tel: (0442) 213 66 92  
Tel:  
Fax: (0442) 215 23 25

 **AKTİF A.Ş.**  
Adres: Adnan Menderes Mah. 90. Sokak Akademisyen Evler No: 35/D  
Palandökken/Erzurum  
Tel: (0442) 213 66 92 Fax: (0442) 215 23 25  
Mercek No: 0442010023310 K.K.V.D. 042 010 60 88

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 68a4f305-0c94-416a-87e1-9074a6904a96 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Hüseyin Avni Ulaş Mah. Market Sokak  
Aydinlar Apt. A Blok Kat 4/4 Palandöken / ERZURUM  
Tel: 0442 213 66 92 - Fax: 0442 215 23 25

## SERVİS RAPORU

Cihazın Adı	CR KASET OKUYUCU	
Markası	CARESTREAM (KODAK)	
Modeli	CR CLASSIC	
Seri Nosu	K# 5240 - 5095	

Servis Verilen : ELEKTRİK DEVLET HASTANESİ

RÖNTGEN

AGRI / ELEKTRİK

Teknik Personel : ALİŞAN GAUSKAN

Rapor Nosu

Servise Başlama Tarihi : 23.11.2018

Saat: 10:00

Servis Bitiş tarihi : 23.11.2018

Saat: 12:00

Servis Türü :  Montaj  S. Anlaşmalı  Garantili Servis  Ücretli Servis

### SERVİSTE KULLANILAN MALZEMELER

PARÇA ADI	ADET	AÇIKLAMA
7	7	7

### İSTENİLEN VE DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER

PARÇA ADI	ADET	AÇIKLAMA
POWER SUPPLY	1 ADET	7

AÇIKLAMA: Yukarıda marka, model ve seri numarası belirtilen cihazda yapılan kontrolde öncede serviste onarımı yapılan power supply'in arızalı olduğu yerisi ile değişimi gerektiği tespit edilmiştir. Cihazın çalışır durumunda diğer parçalarına zarar vermemesi için açılan power supply yerisi ile değişimi gerekmektedir.

FİRMA:

ALİŞAN GAUSKAN

HASTANE:

## CR CLASSİC/ELİTE POWER SUPPLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- CR Classic/Elite Power Supply Cr tarayıcı ünitesine uyumlu olmalıdır.
- 2- CR Classic/Elite Power Supply Cr cihazında bulunan DRE , MCB , IEB ve mekanik bölümleri için gerekli olan çalışma voltajlarının tümünün cihazda çalışır olarak teminini sağlamalıdır
- 3- CR Classic/Elite Power Supply ; sistem için switchmod devreli 24 Volt dual ve 12 Volt Güç temini sağlamalıdır.
- 4- CR Classic/Elite Power Supply 200-240 Volt arasında çalışmalı ve 600 Watt gücünde olmalıdır.
- 5- CR Classic/Elite Power Supply kendinden fanlı olmalıdır
- 6- CR Classic/Elite Power Supply ünitesi teminini sağlayan firma tarafından en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.

Röntgen Servis Sorumlusu

Layla GELİK

