

AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ İÇİN 12 AYLIK KİT VEYA SARF KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI

ÜST DÜZEY FAKOEMÜLSÜFİKASYON CİHAZI KULLANMA UYGULAMASI

A. Konu: SARF KARŞILIĞI ÜST DÜZEY FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI KULLANMA UYGULAMASI

B. ÜST DÜZEY FAKOEMÜLSÜFİKASYON CİHAZINDA KULLANILACAK SARFLARIN ÖZELLİKLERİVE LİSTESİ

B.1.Satın alınacak sarfların cinsi ve miktarı aşağıda belirtilmiştir. Teklif edilen sarflar ile birlikte teklif edilen cihazlar aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

S.NO	SUT KODU	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM
1		FakoBoş Kaseti	30	Adet
2		Fako Dolu Kaseti	30	Adet

1.FAKOEMÜLSİFİKASYON BOŞ KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ :

1. Kaset sistemi Vakum Fluidics Modül (VFM) veya dengeli çift bölmeli peristaltik pompa (Dual SegmentPeristaltic) sistemi ile çalışmalıdır.

2.İrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konektörleri yanlış bağlamaya imkan vermeyecek şekilde ve renkli üretilmiş olmalıdır.

3.Kaset, Göz içi basıncını kontrol etmek için şişeyi yükseltmeye gerek kalmadan özel BSS torbalarındaki sıvı kompresyonunu ve pompa flowrate'i otomatik ayarlayan sistem adaptivefluidic sisteminde digiflow hortumu takılarak veya digiflow sistemi bünyesinde içermelidir. 4.Steril kaset sistemi kutusu içindesterilcihaz tepsisi örtüsü, ve bulunmalıdır.

2.FAKOEMÜLSİFİKASYON DOLU KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1.Kaset sistemi Vakum Fluidics Modül (VFM) veya dengeli çift bölmeli peristaltik pompa (Dual SegmentPeristaltic) sistemi ile çalışmalıdır.

2.İrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konektörleri yanlış bağlamaya imkan vermeyecek şekilde ve renkli üretilmiş olmalıdır.

3.Kaset, Göz içi basıncını kontrol etmek için şişeyi yükseltmeye gerek kalmadan özel BSS torbalarındaki sıvı kompresyonunu ve pompa flowrate'i otomatik ayarlayan sistem adaptivefluidic sisteminde digiflow hortumu takılarak veya digiflow sistemi bünyesinde içermelidir.

4.Steril kaset sistemi kutusu içinde steril cihaz tepsisi örtüsü, ve bulunmalıdır.

5. Kasetler içersinden 2 adet sleeve ve 1 fako tipi çıkmalıdır. Bu ürünleri kasetler içersinde olmayan firmalar ayrı ayrı steril edilmiş tip ve sleeve'leri belirlenmiş dolu kaset miktarı kadar teslim etmelidir.

Tipler tek tek veya sleeve'ler ile paketli teslim edilebilir.

Hastanemizde bulunan demirbaşaya kayıtlı cihaz ile birebir uyumlu olmalıdır.

2. Kaset mekanizması monoblok şeffaf set plastikten imal edilmiş olmalıdır.

3. İrrigasyon ve aspirasyon hatları ile serum seti ve damlacık odacığı kasete sabitlenmiş olmalıdır. Herhangi bir şekilde yanlış bağlantıya imkan tanımamalıdır.

4. İrrigasyon ve aspirasyon hatlarının uç konektörleri, fako elciğine yanlış bağlantıya imkan tanımamalıdır. 5. Cihazın pompa sistemine, otomatik olarak yüklenmelidir.

Ağrı Patnos Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Gülşeniz USTA
Dip. Tesc. No: 207316
Uzm. Tesc. No: 162868

6. Özel olarak imal edilmiş. mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
 7. Kutunun üzerinde hangi tiplerle kullanılabileceği renk indikatörleri ile belirtilmelidir.
 8. Kutunun nereden güvenle açılacağını gösteren bir işaret bulunmalıdır. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
2. Yüklenici firma malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ve kullanılmayan malzemeleri en az 1 (bir) yıllık miada sahip ürünle değiştirecektir.
1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 2. Malzemeler Güncel Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği, Etiket Kanunu'na uygun olmalıdır.

Ağrı Patnos Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları Hekimi
Uzm. Dr. Güldeniz USTA
Dip. Tes. No: 207316
Uzm. Tes. No: 162868